


PI-480a 組織 DNA プロトコール

培養細胞（ヒト白血病細胞株 MOLT-4）からの DNA 分離精製

クラボウ GENE PREP STAR PI-480a では、一度に 48 サンプルの DNA の自動分離精製が可能です。本データでは培養細胞（ヒト白血病細胞株 MOLT-4）からの DNA 分離精製例を示します。




実 験

サンプル	ヒト白血病細胞株 / MOLT-4
サンプル量	前処理済の溶解液 500 μ l/サンプル（培養細胞 1×10^6 cells 相当）
サンプルの前処理	(1) 遠心分離により培養細胞を収集する (2) 培養上清を除去する (3) 収集した細胞に、0.4 mg/ml の Proteinase K を含むプロテアーゼ溶解試薬（NR-2025）と組織溶解試薬（NR-10025）を 1 : 1 の割合で添加する (4) 55℃にて 1 時間～反応させる (5) [オプション] RNase を混合し、室温で 30 分間～インキュベートする
分離装置	DNA 自動分離装置 GENE PREP STAR PI-480a 組織 DNA 分離プロトコール
試薬キット と消耗品	組織 DNA キット（NR-201） サンプルチューブ（PT-8000）、DNA 回収チューブ（NT-8000）
分離精製原理	サ ン プ ル 溶 解: Proteinase K 及び溶解試薬による消化 精 製: フェノール系試薬による蛋白変性 D N A 回 収: アルコール試薬による DNA 沈澱

PI-480a による自動分離運転工程

- Step 1. 蛋白変性と不純物除去
Step 2. DNA 沈澱
Step 3. DNA 洗浄
Step 4. 乾燥
Step 5. DNA 溶解試薬による DNA の溶解
溶解液量 100 μ l

組織 DNA プロトコルのワークフロー



分析方法

DNA 収量 蛍光光度測定により dsDNA を定量

システム: Qubit[®] Fluorometer / Thermo Fisher Scientific

キット: Qubit[®] dsDNA BR アッセイキット / Thermo Fisher Scientific

純度 抽出物の吸光度を測定し、A260/A280 の値より純度を確認

システム: 超微量分光光度計 NanoDrop[™] / Thermo Fisher Scientific

パルスフィールドゲル 下記条件にてパルスフィールドゲル電気泳動を行い、分離精製された DNA の分子量を確認

電気泳動解析 システム: Gene Navigator system / Amersham Biosciences

泳動条件: 0.5x TBE, 1.2% agarose, 200V, 150 mA (Total 21h)

Phase	Pulse (sec)	Duration (h)
1	0.5	0.5
2	8.0	0.5
3	1.0	3.0
4	2.0	3.0
5	4.0	6.0
6	8.0	8.0


結果

収量と純度

分離方法	収量 (μ g)	純度 A260/280
クラボウ／PI-480a (K)	10.8	1.81
A 社／スピнкаラムキット (A1)	4.6	1.85
A 社／高分子 DNA 抽出キット (A2)	9.7	1.80

パルスフィールドゲル

電気泳動解析



クラボウのPI-480aは他の分離方法に比べ、より高分子のゲノムDNAが分離精製されていることが確認されました。

ご使用のサンプル種や処理量によっては同様の結果を得られない可能性があります。事前のバリデーションをお奨め致します。

本資料に記載されている商品名は、各社の商標または登録商標です。

倉敷紡績株式会社

〒572-0823

大阪府寝屋川市下木田町 14-30

クラボウ先進技術センター

電話: 072-820-3079

FAX:072-820-3095