

基本構造	製品番号	製品名	仕様	標準価格(円)
EpiDerm 表皮モデル EPI-212: EPI-200と同品質 モデル数、付属品の違いがあります	EPI-200	EPI-200キット	皮膚モデルカップ 表皮モデル (8.8mm) 24個 EPI-100アッセイ培地 50mℓ 1本 PBS洗浄液 100mℓ 1本 1%TritonX-100溶液 ※1 10mℓ 1本 6well plate 4枚, 24well plate 2枚	260,000
	EPI-212	EPI-212キット	皮膚モデルカップ 表皮モデル (8.8mm) 12個 EPI-100アッセイ培地 50mℓ 1本 PBS洗浄液 100mℓ 1本 1%TritonX-100溶液 ※1 10mℓ 1本 6well plate 2枚, 24well plate 1枚	172,000
	EPI-200SIT	EPI-200SITキット 皮膚刺激性試験専用キット OECD TG439 ※2	皮膚モデルカップ 表皮モデル (8.8mm) 24個 EPI-100維持培地 (KGF含) 100mℓ 1本 PBS洗浄液 100mℓ 1本 5%SDS溶液 (SIT法陽性対照) 1mℓ 1本 液体物質曝露用ナイロンメッシュ (8.8mm) 25個 6well plate 8枚, 24well plate 2枚	270,000
	EPI-212SIT	EPI-212SITキット 皮膚刺激性試験専用キット OECD TG439 ※2	皮膚モデルカップ 表皮モデル (8.8mm) 12個 EPI-100維持培地 (KGF含) 100mℓ 1本 PBS洗浄液 100mℓ 1本 5%SDS溶液 (SIT法陽性対照) 1mℓ 1本 液体物質曝露用ナイロンメッシュ (8.8mm) 25個 6well plate 4枚, 24well plate 1枚	178,000
	EPI-200SCT	EPI-200SCTキット 皮膚腐食性試験専用キット update of OECD TG431 ※3	皮膚モデルカップ 表皮モデル (8.8mm) 24個 EPI-100アッセイ培地 100mℓ 1本 PBS洗浄液 100mℓ 2本 1%TritonX-100溶液 10mℓ 1本 液体物質曝露用ナイロンメッシュ (8.8mm) 25個 6well plate 4枚, 24well plate 2枚	273,000
	EPI-212SCT	EPI-212SCTキット 皮膚腐食性試験専用キット update of OECD TG431 ※3	皮膚モデルカップ 表皮モデル (8.8mm) 12個 EPI-100アッセイ培地 100mℓ 1本 PBS洗浄液 100mℓ 1本 1%TritonX-100溶液 10mℓ 1本 液体物質曝露用ナイロンメッシュ (8.8mm) 25個 6well plate 2枚, 24well plate 1枚	176,000
	EPI-200PHO	EPI-200PHOキット 光毒性試験専用キット OECD TG498 ※4	皮膚モデルカップ 表皮モデル (8.8mm) 24個 EPI-100アッセイ培地 50mℓ 2本 PBS洗浄液 125mℓ 1本 1%TritonX-100溶液 10mℓ 1本 6well plate 4枚, 24well plate 2枚	273,000
	EPI-212PHO	EPI-212PHOキット 光毒性試験専用キット OECD TG498 ※4	皮膚モデルカップ 表皮モデル (8.8mm) 12個 EPI-100アッセイ培地 50mℓ 1本 PBS洗浄液 125mℓ 1本 1%TritonX-100溶液 10mℓ 1本 6well plate 2枚, 24well plate 1枚	176,000
	EPI-200-MNA	EPI-200-MNAキット 遺伝毒性RSMNアッセイ用 キット	皮膚モデルカップ 表皮モデル (8.8mm) 24個 EPI-100維持培地 (KGF含) 60mℓ 2本 PBS洗浄液 100mℓ 1本 6well plate 4枚	305,000
	EPI-200SIT-MD	EPI-200SIT-MDキット 医療機器及び材料 皮膚刺激性試験専用キット	皮膚モデルカップ 表皮モデル (8.8mm) 24個 EPI-100維持培地 (KGF含) 125mℓ 1本 PBS洗浄液 125mℓ 1本 20%SDS溶液 1.2mℓ 1本 6well plate 8枚, 24well plate 2枚	298,000

※1 MTT試薬を同時に購入いただいた場合に添付されます。

※2 EPI-200SIT (Skin Irritation Test) は2010年認証されたOECD テストガイドラインTG439専用キットです。

※3 EPI-200SCT (Skin Corrosion Test) は2013年認証されたOECD テストガイドラインTG431専用キットです。

※4 EPI-200PHO (Phototoxicity) は2021年認証されたOECD テストガイドラインTG498専用キットです。

基本構造	製品番号	製品名	仕様	標準価格(円)
EpiDerm EPI-200培養過程の 未熟モデル	EPI-201	EPI-201キット 皮膚モデルカップ 表皮モデル (8.8mm) 角層未熟タイプ EPI-100分化培地 3,4日培養でEPI-200相当になる PBS洗浄液 1%TritonX-100溶液 ※1 3次元モデル(8.8mm) 12個培養用器具 (HNG-TOP-12) 24well plate 2枚	24個 150mL 125mL 10mL 2枚	289,000
	EPI-200-3S	EPI-200-3Sキット 皮膚モデルカップ 表皮モデル (8.8mm) 未熟タイプ 培養培地 9日培養でEPI-200相当となる 分化培地 3種類 3次元モデル(8.8mm) 12個培養用器具 (HNG-TOP-12) 24well plate 1枚	24個 60mL 150mL 計4本 2枚	429,000
EpiDerm 表皮モデル 組織サイズや 品質異なるモデル	EPI-200X	EPI-200Xキット 皮膚モデルカップ 表皮モデル (8.8mm) バリア能亢進モデル EPI-100アッセイ培地 PBS洗浄液 6well plate 4枚	24個 100mL 125mL 4本	302,000
	EPI-212X ※5	EPI-212Xキット 皮膚モデルカップ 表皮モデル (8.8mm) バリア能亢進モデル EPI-100アッセイ培地 PBS洗浄液 6well plate 2枚	12個 50mL 125mL 2本	195,000
	EPI-606X	EPI-606Xキット 皮膚モデルカップ 表皮モデル (23mm) バリア能亢進モデル EPI-100アッセイ培地 経皮吸収試験推奨 PBS洗浄液 100mmdish 6枚	6個 100mL 125mL 4本	208,000
	EPI-606	EPI-606キット 皮膚モデルカップ 表皮モデル (23mm) EPI-100アッセイ培地 PBS洗浄液 100mmdish 6枚, 6well plate 4枚	6個 100mL 100mL 1本	191,000
	EPI-296	EPI-296キット 皮膚モデル 96ウェルプレート 詳細は弊社にお問合せください	1枚	問合せ

※1 MTT試薬を同時に購入いただいた場合に添付されます。

※5 EPI-212X (12個入キット) は、EPI-200X (24個入キット) と同時のご注文が必要です。

基本構造	製品番号	製品名	仕様	標準価格(円)
EpiDerm-FT 真皮モデル	EFT-400	EFT-400キット 真皮含む皮膚モデル (12mm) EFT-400アッセイ培地 PBS洗浄液 1%TritonX-100溶液 ※1 6well plate 4枚	24個 125mL 100mL 10mL 1本	519,000
	EFT-412	EFT-412キット 真皮含む皮膚モデル (12mm) EFT-400アッセイ培地 PBS洗浄液 6well plate 2枚	12個 125mL 100mL 1本	346,000
	EFT-400WH	EFT-400WHキット 真皮含む皮膚モデル (12mm) 出荷前に表皮に3mm穴を 空けたモデル EFT-400アッセイ培地 PBS洗浄液 1%TritonX-100溶液 6well plate 4枚	24個 125mL 100mL 10mL 1本	709,000
	EFT-400-7A	EFT-400-7Aキット 真皮含む皮膚モデル (12mm) 未熟モデル 分化培地 分化培地 2種類 アッセイ培地 PBS洗浄液 6well plate 4枚	24個 125mL 250mL 各2本 125mL 100mL 1本	607,000
ドナー変更 特注モデル (表皮モデルも対応)	EFT-400-K2F2	EFT-400K2F2キット 真皮含む皮膚モデル (12mm) EFT-400アッセイ培地 PBS洗浄液	24個 125mL 100mL 1本	1,160,000

感染実験対応 出荷数日前からアンフォテリシンB、ゲンタマイシン不含培地で培養されたモデル

製品番号	製品名	仕様	標準価格(円)
EPI-200-AFAB	EPI-200-AFABキット 抗真菌剤, 抗菌剤不含 皮膚モデルカップ 表皮モデル (8.8mm) EPI-100アッセイ培地 PBS洗浄液 1%TritonX-100溶液	24個 50mL 100mL 10mL 1本	312,000
ORL-200-AFAB	ORL-200-AFABキット 抗真菌剤, 抗菌剤不含 口腔モデル (8.8mm) ORL-100アッセイ培地 PBS洗浄液 1%TritonX-100溶液	24個 60mL 125mL 10mL 1本	430,000

(適用: 納品日2024年1月1日以降)

基本構造	製品番号	製品名	仕様	標準価格(円)
MelanoDerm メラニン細胞含む 表皮モデル	MEL-300-A	MEL-300キット (Asian donor)	皮膚モデルカップ (8.8mm)	24個 338,000
	MEL-300-B	MEL-300キット (Black donor)	PBS洗浄液 100mL	1本 338,000
	MEL-300-C	MEL-300キット (Caucasian)	培地欄の☆印より1種類ご指定ください。315mL 3次元モデル(8.8mm) 12個培養用器具 (HNG-TOP-12)	2本 2枚 MEL-300Cは要見積
MEL-312: MEL-300と同品質 モデル数、付属品 の違いがあります	MEL-312-A ※6	MEL-312キット (Asian donor)	皮膚モデルカップ (8.8mm)	12個 217,000
	MEL-312-B ※6	MEL-312キット (Black donor)	PBS洗浄液 100mL	1本 217,000
	MEL-312-C ※6	MEL-312キット (Caucasian)	培地欄の☆印より1種類ご指定ください。315mL 3次元モデル(8.8mm) 12個培養用器具 (HNG-TOP-12)	1本 1枚 MEL-312Cは要見積
MelanoDerm 組織サイズ大きい モデル	MEL-606-A	MEL-606キット (Asian donor)	皮膚モデルカップ (23mm)	6個 266,000
	MEL-606-B	MEL-606キット (Black donor)	PBS洗浄液 100mL	1本 266,000
	MEL-606-C	MEL-606キット (Caucasian)	培地欄の☆印より1種類ご指定ください。270mL 100mmdish 6枚, 6well plate 4枚	3本 MEL-606Cは要見積
MEL-300の未熟 モデル	MEL-301-A	MEL-301キット (Asian donor)	皮膚モデルカップ (8.8mm)	24個 357,000
	MEL-301-B	MEL-301キット (Black donor)	EPI-201分化培地 150mL	2本 357,000
	MEL-301-C	MEL-301キット (Caucasian) (MEL-300の角層未熟タイプ) 3,4日培養でMEL-300相当になる	PBS洗浄液 125mL 24well plate 1枚 ※1 1%TritonX-100溶液 ※1 10mL 3次元モデル(8.8mm) 12個培養用器具 (HNG-TOP-12)	1本 2枚 MEL-301Cは要見積

※1 MTT試薬を同時に購入いただいた場合に添付されます。

※6 MEL-312関連キット (12個入キット) は、MEL-300関連キット (24個入キット) と同時のご注文が必要です。

製品番号	製品名	仕様	標準価格(円)	
EpiOcular 角膜モデル	OCL-200	OCL-200キット	角膜モデルカップ (8.8mm) 24個	
		OCL-200アッセイ培地 200mL	1本 222,000	
		PBS洗浄液 100mL	1本	
		0.3%TritonX-100溶液 10mL	1本	
OCL-212: OCL-200と同品質 モデル数、付属品 の違いがあります	OCL-212 ※7	OCL-212キット	角膜モデルカップ 表皮モデル (8.8mm) 12個	
		OCL-200アッセイ培地 200mL	1本 152,000	
		PBS洗浄液 100mL	1本	
		0.3%TritonX-100溶液 10mL	1本	
OCL-200EIT	OCL-200EITキット 眼刺激性試験専用キット OECD TG492 ※8	角膜モデルカップ (8.8mm) 24個	227,000	
		OCL-200アッセイ培地 200mL		
		PBS洗浄液 100mL		
		Methyl Acetate溶液 0.5mL		
OCL-212EIT ※7	OCL-212EITキット 眼刺激性試験専用キット OECD TG492 ※8	角膜モデルカップ (8.8mm) 12個	155,000	
		OCL-200アッセイ培地 200mL		
		PBS洗浄液 100mL		
		Methyl Acetate溶液 0.5mL		
EpiOcular 組織サイズ大きい モデル	OCL-606	OCL-606キット	角膜モデルカップ (23mm) 6個 詳細は弊社にお問合せください	197,000
EpiOral EpiGingival 口腔歯肉モデル	ORL-200	ORL-200キット	口腔モデル (8.8mm) 24個	
		ORL-100アッセイ培地 60mL	1本 387,000	
		PBS洗浄液 125mL	1本	
		1%TritonX-100溶液 10mL	1本	
GIN-100	GIN-100キット	歯肉モデル (8.8mm) 24個	421,000	
		GINアッセイ培地 60mL		
		PBS洗浄液 125mL		
		1%TritonX-100溶液 10mL		
ORL-200-PC6.5	ORL-200-PC6.5キット 培養カップ Transwell 6.5mm使用	口腔モデル (6.5mm) 24個	552,000	
		ORL-100アッセイ培地 60mL		
		PBS洗浄液 125mL		
		1%TritonX-100溶液 ※1 10mL		
		24-well plates 5枚		

※1 MTT試薬を同時に購入いただいた場合に添付されます。

※7 OCL-212関連キット (12個入キット) は、OCL-200関連キット (24個入キット) と同時のご注文が必要です。

※8 OCL-200EIT (Eye Irritation Test) はOECDテストガイドライン TG492、およびTG467用キットです。

(適用: 納品日2024年1月1日以降)

製品番号	製品名	仕様	標準価格(円)
EpiAirway 気管支上皮モデル (特注ドナー対応可能)	AIR-100	AIR-100キット 気管支モデルカップ (8.8mm) AIR-100アッセイ培地 125mℓ TEER Buffer (PBS Mg2+, Ca2+) 100mℓ 24well plate 2枚 ※1, 6well plate 4枚 ※別途、HNG-TOP-12のご購入を推奨します。	24個 1本 1本 386,000
	AIR-100-PC6.5	AIR-100-PC6.5キット 気管支モデルカップ (6.5mm) 培養カップ Transwell 6.5mm使用 AIR-100アッセイ培地 125mℓ TEER Buffer (PBS Mg2+, Ca2+) 100mℓ 24well plate 1枚	24個 1本 1本 509,000
線維芽細胞を含む 気管支モデル	AFT-100	AFT-100キット 真皮含む気管支モデルカップ (8.8mm) AFT-100アッセイ培地 125mℓ TEER Buffer (PBS Mg2+, Ca2+) 100mℓ 6well plate 4枚 ※別途、WSHRのご購入を推奨します。	24個 1本 1本 問合せ
EpiAlveolar 肺胞上皮モデル	ALV-100-FT-PE12	ALV-100-FT-PE12キット 肺胞上皮モデルカップ (12mm) ALV-100維持培地 250mℓ TEER Buffer (PBS Mg2+, Ca2+) 100mℓ 肺胞上皮モデル(12mm) 6個培養用器具 (HNG-TOP-6-22) 4枚	24個 1本 1本 問合せ
EpiIntestinal 小腸上皮モデル	SMI-100	SMI-100キット 小腸モデルカップ (8.8mm) SMI-100維持培地 250mℓ PBS洗浄液 100mℓ 3次元モデル(8.8mm) 12個培養用器具 (HNG-TOP-12) 2枚 24well plate 2枚	24個 1本 1本 2枚 437,000
EpiVaginal 膣上皮モデル	VEC-100	VEC-100キット 膣上皮モデルカップ (8.8mm) VEC-100維持培地 250mℓ PBS洗浄液 100mℓ 1%TritonX-100溶液 10mℓ 3次元モデル(8.8mm) 12個培養用器具 (HNG-TOP-12) 2枚 24well plate 2枚	24個 1本 1本 1本 2枚 問合せ

※1 MTT試薬を同時に購入いただいた場合に添付されます。

製品番号	製品名	仕様	標準価格(円)
試薬	MTT-100-JP	MTTアッセイキット MTT5倍濃縮液 2mℓ 表皮, 角膜, 口腔モデル (8mm) 用 MTT希釈液 8mℓ MTT抽出液 (イソプロパノール) をご用意ください	1本 1本 16,000
	MTT-400-JP	MTTアッセイキット MTT2.5倍濃縮液 20mℓ EFT400, 412専用 MTT希釈液 30mℓ MTT抽出液 (イソプロパノール) をご用意ください	1本 1本 35,000
	DPBS-100	PBS洗浄液 D-PBS (-) 125mℓ	1本 21,000
培養プレート MEL-300など 長期培養実験に推奨	HNG-TOP-12	HNG-TOP-12 3次元モデル培養専用12ウェルプレート (滅菌済) Hanging-Top Lid, 12 well plate	1枚 14,000
	MW-15-003-0030-PK	12-well plates for HNG-TOP-12(5枚入り) HNG-TOP-12用の12ウェルプレート (滅菌済)	5枚 8,000
	HNG-TOP-6-22	HNG-TOP-6-22 3次元モデル培養専用6ウェルプレート (滅菌済) Hanging Top Lid, 6 well plate (ALV-100-FT-PE12等)	1枚 15,000
MW-15-003-0027-PK	6-well plates for HNG-TOP-6-22(5枚入り) HNG-TOP-6-22用の6ウェルプレート (滅菌済)	5枚 8,000	
器具	MILCEL-MTK-CAP-FP	Vapor cap with filter pad 3次元モデル(8.8mm) 培養カップ蓋, フィルターパッド (滅菌済) plastic cap, o-ring, filter pad 揮発性物質試験用 AIR-100, EPI-200, OCL-200, ORL-200等 注文は6個以上	1個 3,200
	MILCEL-MTK-CAP	Vapor cap 3次元モデル(8.8mm) 培養カップ蓋 (滅菌済) plastic cap, o-ring 揮発性物質試験用 AIR-100, EPI-200, OCL-200, ORL-200等 注文は6個以上	1個 2,900
	MILCEL-MTK-FP	filter pad for vapor cap フィルターパッド	24個 12,600
	WSHR	ステンレスワッシャー 表皮モデル(8.8mm) 24個培養用器具 (滅菌済) (6well plate使った長期培養実験用)	48個 18,000
	WSHR-606	ステンレスワッシャー-606 表皮モデル(23mm) 6個培養用器具 (滅菌済)	6個 16,000
	MEL-STND	カルチャースタンド 表皮モデル(8.8mm) 培養用器具 (滅菌済)	12個 133,000
	P50G-014FS	マイクロウェルディッシュ MelanoDerm顕微鏡観察用ガラスボトムディッシュ (滅菌済) 50mmディッシュ, 14mmホール(ガラス製, ノンコート)	10個 14,000
	EPI-FIX	拡散チャンパー EPI-200, 200X(8.8mm) 経皮吸収試験用器具	6個 12個 76,000 132,000
	PIN-24	アッセイ用ピン 非水溶性物質曝露用ピン	24個 14,000
EPI-MESH	皮膚モデル専用ナイロンメッシュ 液体物質曝露用ナイロンメッシュ (8.8mm)	25個 16,000	

（適用: 納品日2024年1月1日以降）

製品番号	製品名	仕様	標準価格(円)
EPI-100NMM113 ☆	EPI-100維持培地 (KGF113)	EPI-100維持培地 (bFGF, α -MSH, KGF含) 表皮モデル培養用培地 (MelanoDerm培養用)	250ml 1本 32,000
EPI-100NMM-ASY	EPI-100維持培地 (KGF含)-ASY	EPI-100維持培地 (KGF含) 表皮モデルの培養用培地	60ml 1本 22,000
EPI-100NMM ☆	EPI-100維持培地 (KGF含)	EPI-100維持培地 (KGF含) 表皮モデルの培養用培地 (EPI-100NMM-ASYと同組成)	250ml 1本 32,000
EPI-100NMM-3 ☆	EPI-100維持培地 (KGF含)-3	EPI-100維持培地 (KGF含)-3 表皮モデルの培養用培地	250ml 1本 32,000
EPI-100LLMM ☆	EPI-100長期維持培地	EPI-100長期維持培地 (bFGF及び α -MSH含) 表皮モデル培養用培地 (MelanoDerm培養用)	250ml 1本 32,000
EPI-100LLMM-3 ☆	EPI-100長期維持培地-3	EPI-100長期維持培地 (bFGF, α -MSH, KGF含)-3 表皮モデル培養用培地 (MelanoDerm培養用)	250ml 1本 32,000
EPI-100MM	EPI-100維持培地	EPI-100維持培地 表皮モデルの短期培養用培地	250ml 1本 18,000
EPI-100ASY	EPI-100アッセイ培地	EPI-100アッセイ培地 (EPI-100MMと同組成)	50ml 1本 12,000
EFT-400ASY	EFT-400アッセイ培地	皮膚モデルアッセイ培地 (EFT-400MM同組成)	125ml 1本 32,000
EFT-400MM	EFT-400維持培地	皮膚モデル維持培地	250ml 1本 62,000
OCL-200ASY	OCL-200アッセイ培地	角膜モデルアッセイ培地	250ml 1本 22,000
ORL-200ASY	ORL-200アッセイ培地	口腔モデルアッセイ培地	60ml 1本 35,000
ORL-200MM	ORL-200維持培地	口腔モデル維持培地 (ORL-200ASY同組成)	250ml 1本 48,000
GIN-100ASY	GIN-100アッセイ培地	歯肉モデルアッセイ培地	60ml 1本 25,000
GIN-100MM	GIN-100維持培地	歯肉モデル維持培地 (GIN-100ASY同組成)	250ml 1本 48,000
AIR-100ASY	AIR-100アッセイ培地	気管支モデルアッセイ培地	125ml 1本 35,000
AIR-100MM	AIR-100維持培地	気管支モデル維持培地 (AIR-100ASY同組成)	250ml 1本 59,000
AFT-100ASY	AFT-100アッセイ培地	気管支モデルアッセイ培地	125ml 1本 問合せ
AFT-100MM	AFT-100維持培地	気管支モデル維持培地 (AFT-100ASY同組成)	250ml 1本 問合せ
ALV-100MM	ALV-100維持培地	肺胞上皮モデル維持培地	250ml 1本 問合せ
VEC-100MM	VEC-100維持培地	臍上皮モデル維持培地	250ml 1本 問合せ
SMI-100MM	SMI-100維持培地	小腸モデル維持培地	250ml 1本 48,000

特注培地

EPI, EFT, ORL関連培地のフェノールレッド不含 (PRF), 抗菌剤ゲンタマイシン不含 (ABF), 抗真菌剤アンフォテリシンB不含 (AFF), ハイドロコチゾン不含 (HCF) bFGF不含 (FGF), α -MSH不含 (MSH) および数種類の成分を不含にした不含培地、アンフォテリシンB, ゲンタマイシン不含 (AFAB) 等もご提供できます。価格および、その他の特定因子を調整した特注培地をご希望であれば、弊社にお問合せください。

ご購入に際してのご注意 (必ずお読みください。)

- ・1回納品ごとに別途輸送料 (40,000円、もしくはチャーター費用) がかかります。
- ・マルチウェルプレート (6well plate, 24well plate, 12well plate) はキットにも含まれますが、実験に必要な枚数をご確認の上、ご自身で予備プレートを準備ください。
- ・培地、付属品の販売は、キットをご購入いただいた方に限ります。培地、付属品のみのご購入はお断りしています。
- ・ヒト3次元モデルは受注生産品となり、受注締切後のキャンセル及び返品はお受けできません。
- ・納品予定日、受注締切日については、ヒト3次元モデル出荷カレンダーを確認いただくか、弊社にお問合せください。
- ・初回購入、培地購入の際にはヒト3次元モデル購入ガイドをご確認ください。
- ・この価格表に掲載の価格 (消費税別) は、2024年7月1日以降納品の価格となります。
- ・諸般の事情により、価格および製品仕様は予告なく変更される場合がありますので、ご了承ください。



研究専用試薬

本製品の使用は、研究用に限定して販売しています。医薬品の製造、品質管理、各種診断、治療及び研究などその使用目的にかかわらず、人体には使用しないでください。

販売元

倉敷紡績株式会社 環境メカトロニクス事業部 バイオメディカル部

大阪 : 〒572-0823 大阪府寝屋川市下木田町14-30 クラボウ先進技術センター2F TEL. 072-820-3079 FAX. 072-820-3095

東京 : 〒105-0004 東京都港区新橋6-19-15 東京美術倶楽部ビルディング6F TEL. 03-6371-1390 FAX. 03-6371-1396