

基本構造	製品番号	製品名	仕 様	標準価格(円)
EpiDerm 表皮モデル  EPI-212: EPI-200と同品質  モデル数、付属品の違いがあります	EPI-200	EPI-200キット	皮膚モデルカップ 表皮モデル (8.8mm) EPI-100アッセイ培地 50mℓ PBS洗浄液 100mℓ 1%TritonX-100溶液 10mℓ 6well plate 4枚, 24well plate 2枚	24個 1本 1本 1本 199,000
	EPI-212	EPI-212キット	皮膚モデルカップ 表皮モデル (8.8mm) EPI-100アッセイ培地 50mℓ PBS洗浄液 100mℓ 1%TritonX-100溶液 10mℓ 6well plate 2枚, 24well plate 1枚	12個 1本 1本 1本 132,000
	EPI-200SIT	EPI-200SITキット 皮膚刺激性試験専用キット OECD TG439 ※1	皮膚モデルカップ 表皮モデル (8.8mm) EPI-100維持培地 (KGF含) 100mℓ PBS洗浄液 100mℓ 5%SDS溶液 (SIT法陽性対照) 1mℓ 液体物質曝露用ナイロンメッシュ (8.8mm) 25個 6well plate 8枚, 24well plate 2枚	24個 1本 1本 1本 25個 1本 207,000
	EPI-212SIT	EPI-212SITキット 皮膚刺激性試験専用キット OECD TG439 ※1	皮膚モデルカップ 表皮モデル (8.8mm) EPI-100維持培地 (KGF含) 100mℓ PBS洗浄液 100mℓ 5%SDS溶液 (SIT法陽性対照) 1mℓ 液体物質曝露用ナイロンメッシュ (8.8mm) 25個 6well plate 4枚, 24well plate 1枚	12個 1本 1本 1本 25個 1本 137,000
	EPI-200SCT	EPI-200SCTキット 皮膚腐食性試験専用キット update of OECD TG431 ※2	皮膚モデルカップ 表皮モデル (8.8mm) EPI-100アッセイ培地 100mℓ PBS洗浄液 100mℓ 1%TritonX-100溶液 10mℓ 液体物質曝露用ナイロンメッシュ (8.8mm) 25個 6well plate 4枚, 24well plate 2枚	24個 1本 2本 1本 25個 1本 209,000
	EPI-212SCT	EPI-212SCTキット 皮膚腐食性試験専用キット update of OECD TG431 ※2	皮膚モデルカップ 表皮モデル (8.8mm) EPI-100アッセイ培地 100mℓ PBS洗浄液 100mℓ 1%TritonX-100溶液 10mℓ 液体物質曝露用ナイロンメッシュ (8.8mm) 25個 6well plate 2枚, 24well plate 1枚	12個 1本 1本 1本 25個 1本 135,000
	EPI-200PHO	EPI-200PHOキット 光毒性試験専用キット OECD TG498 ※3	皮膚モデルカップ 表皮モデル (8.8mm) EPI-100アッセイ培地 50mℓ PBS洗浄液 125mℓ 1%TritonX-100溶液 10mℓ 6well plate 4枚, 24well plate 2枚	24個 2本 1本 1本 209,000
	EPI-212PHO	EPI-212PHOキット 光毒性試験専用キット OECD TG498 ※3	皮膚モデルカップ 表皮モデル (8.8mm) EPI-100アッセイ培地 50mℓ PBS洗浄液 125mℓ 1%TritonX-100溶液 10mℓ 6well plate 2枚, 24well plate 1枚	12個 1本 1本 1本 135,000
	EPI-200SIT-MD	EPI-200SIT-MDキット 医療機器及び材料 皮膚刺激性試験専用キット	皮膚モデルカップ 表皮モデル (8.8mm) EPI-100維持培地 (KGF含) 125mℓ PBS洗浄液 125mℓ 20%SDS溶液 1.2mℓ 6well plate 8枚, 24well plate 2枚	24個 2本 1本 1本 228,000
EpiDerm EPI-200培養過程の未熟モデル	EPI-201	EPI-201キット 角層未熟タイプ 3,4日培養でEPI-200相当になる	皮膚モデルカップ 表皮モデル (8.8mm) EPI-100分化培地 150mℓ PBS洗浄液 125mℓ 1%TritonX-100溶液 10mℓ 表皮モデル(8.8mm) 12個培養用器具 (HNG-TOP-12) 2枚 24well plate 2枚	24個 2本 1本 1本 2枚 222,000
	EPI-200-3S	EPI-200-3Sキット 未熟タイプ 9日培養でEPI-200相当となる	皮膚モデルカップ 表皮モデル (8.8mm) 培養培地 60mℓ 分化培地 3種類 150mℓ 表皮モデル(8.8mm) 12個培養用器具 (HNG-TOP-12) 2枚 24well plate 1枚	24個 1本 各1本 2枚 1枚 329,000

※1 EPI-200SIT (Skin Irritation Test) は2010年認証されたOECD テストガイドラインTG439専用キットです。

※2 EPI-200SCT (Skin Corrosion Test) は2013年update of OECD TG431として認証された方法です。

※3 EPI-200 PHO(Phototoxicity)は2021年認証されたOECD テストガイドラインTG498専用キットです。

基本構造	製品番号	製品名	仕様	標準価格(円)
EpiDerm 表皮モデル  組織サイズや 品質異なるモデル	EPI-200X	EPI-200Xキット バリア能亢進モデル	皮膚モデルカップ 表皮モデル (8.8mm) EPI-100アッセイ培地 100mℓ PBS洗浄液 125mℓ 6well plate 4枚	24個 1本 4本 232,000
	EPI-212X	EPI-212Xキット バリア能亢進モデル	皮膚モデルカップ 表皮モデル (8.8mm) EPI-100アッセイ培地 50mℓ PBS洗浄液 125mℓ 6well plate 2枚	12個 1本 2本 149,000
	EPI-606X	EPI-606Xキット バリア能亢進モデル 経皮吸収試験推奨	皮膚モデルカップ 表皮モデル (23mm) EPI-100アッセイ培地 100mℓ PBS洗浄液 125mℓ 100mmdish 6枚	6個 1本 4本 159,000
	EPI-606	EPI-606キット	皮膚モデルカップ 表皮モデル (23mm) EPI-100アッセイ培地 100mℓ PBS洗浄液 100mℓ 100mmdish 6枚, 6well plate 4枚	6個 1本 2本 147,000
	EPI-296	EPI-296キット	皮膚モデル 96ウェルプレート 詳細は弊社にお問合せください	1枚 問合せ

基本構造	製品番号	製品名	仕様	標準価格(円)
EpiDerm-FT 真皮モデル	EFT-400	EFT-400キット	真皮含む皮膚モデル (12mm) EFT-400アッセイ培地 125mℓ PBS洗浄液 100mℓ 1%TritonX-100溶液 10mℓ 6well plate 4枚	24個 1本 1本 1本 398,000
	EFT-412	EFT-412キット	真皮含む皮膚モデル (12mm) EFT-400アッセイ培地 125mℓ PBS洗浄液 100mℓ 6well plate 2枚	12個 1本 1本 265,000
	EFT-400WH	EFT-400WHキット 出荷前に表皮に3mm穴を 空けたモデル	真皮含む皮膚モデル (12mm) EFT-400アッセイ培地 125mℓ PBS洗浄液 100mℓ 1%TritonX-100溶液 10mℓ 6well plate 4枚	24個 1本 1本 1本 544,000
	EFT-400-7A	EFT-400-7Aキット 未熟モデル	真皮含む皮膚モデル (12mm) 分化培地 125mℓ 分化培地 2種類 250mℓ アッセイ培地 125mℓ PBS洗浄液 100mℓ 6well plate 4枚	24個 1本 各2本 1本 1本 466,000
MelanoDerm メラニン細胞含む 表皮モデル	MEL-300-A	MEL-300キット (Asian donor)	皮膚モデルカップ (8.8mm)	24個 259,000
	MEL-300-B	MEL-300キット (Black donor)	PBS洗浄液 100mℓ	1本 259,000
	MEL-300-C	MEL-300キット (Caucasian)	培地欄の☆印より1種類ご指定ください。315mℓ 表皮モデル(8mm) 12個培養用器具 (HNG-TOP-12)	2本 2枚 MEL-300Cは要見積
MEL-312: MEL-300と同品質 モデル数、付属品 の違いがあります	MEL-312-A ※5	MEL-312キット (Asian donor)	皮膚モデルカップ (8.8mm)	12個 167,000
	MEL-312-B ※5	MEL-312キット (Black donor)	PBS洗浄液 100mℓ	1本 167,000
	MEL-312-C ※5	MEL-312キット (Caucasian)	培地欄の☆印より1種類ご指定ください。315mℓ 表皮モデル(8mm) 12個培養用器具 (HNG-TOP-12)	1本 1枚 MEL-312Cは要見積
MelanoDerm 組織サイズ大きい モデル	MEL-606-A	MEL-606キット (Asian donor)	皮膚モデルカップ (23mm)	6個 204,000
	MEL-606-B	MEL-606キット (Black donor)	PBS洗浄液 100mℓ	3本 204,000
	MEL-606-C	MEL-606キット (Caucasian)	培地欄の☆印より1種類ご指定ください。315mℓ 100mmdish 6枚, 6well plate 4枚	3本 3本 MEL-606Cは要見積
MEL-300の未熟モデル	MEL-301-A	MEL-301キット (Asian donor)	皮膚モデルカップ (8.8mm)	24個 274,000
	MEL-301-B	MEL-301キット (Black donor)	EPI-201分化培地 150mℓ	2本 274,000
	MEL-301-C	MEL-301キット (Caucasian) (MEL-300の角層未熟タイプ)	PBS洗浄液 125mℓ 24well plate 1枚 MEL-300より3日培養期間短い 表皮モデル(8.8mm) 12個培養用器具 (HNG-TOP-12)	2本 2枚 2枚 MEL-301Cは要見積

※4 MEL-300関連製品での黒化観察には長期培養 (2~3週間) を推奨します。添付培地と同じ種類の培地購入を推奨します。

※5 MEL-312関連キット (12個入キット) は、MEL-300関連キット (24個入キット) と同時のご注文が必要です。

感染実験対応 出荷数日前からアンフォテリシンB、ゲンタマイシン不含培地で培養されたモデル

製品番号	製品名	仕様	標準価格(円)
EPI-200-AFAB	EPI-200-AFABキット 抗真菌剤, 抗菌剤不含	皮膚モデルカップ 表皮モデル (8.8mm) EPI-100アッセイ培地 50mℓ PBS洗浄液 100mℓ 1%TritonX-100溶液 10mℓ	24個 1本 1本 1本 239,000
EPI-201-AFAB	EPI-201-AFABキット 抗真菌剤, 抗菌剤不含	皮膚モデルカップ 表皮モデル (8.8mm) EPI-100分化培地 150mℓ PBS洗浄液 125mℓ 1%TritonX-100溶液 10mℓ 表皮モデル(8.8mm) 12個培養用器具 (HNG-TOP-12)	24個 2本 1本 1本 2枚 要見積
ORL-200-AFAB	ORL-200-AFABキット 抗真菌剤, 抗菌剤不含	口腔モデル (8.8mm) ORL-100アッセイ培地 60mℓ PBS洗浄液 125mℓ 1%TritonX-100溶液 10mℓ	24個 1本 1本 1本 325,000

製品番号	製品名	仕様	標準価格(円)
EpiOcular 角膜モデル	OCL-200 OCL-200キット	角膜モデルカップ (8.8mm) OCL-200アッセイ培地 200mℓ PBS洗浄液 100mℓ 0.3%TritonX-100溶液 10mℓ 6well plate 4枚, 12well plate 2枚, 24well plate 2枚	24個 1本 1本 1本 170,000
OCL-212: OCL-200と同品質 モデル数、付属品 の違いがあります	OCL-212 OCL-212キット	角膜モデルカップ 表皮モデル (8.8mm) OCL-200アッセイ培地 200mℓ PBS洗浄液 100mℓ 0.3%TritonX-100溶液 10mℓ 6well plate 2枚, 12well plate 1枚, 24well plate 1枚	12個 1本 1本 1本 117,000
	OCL-200EIT OCL-200EITキット 眼刺激性試験専用キット OECD TG492 ※6	角膜モデルカップ (8.8mm) OCL-200アッセイ培地 200mℓ PBS洗浄液 100mℓ Methyl Acetate溶液 0.5mℓ 6well plate 4枚, 12well plate 2枚, 24well plate 2枚	24個 1本 1本 1本 174,000
	OCL-212EIT OCL-212EITキット 眼刺激性試験専用キット OECD TG492 ※6	角膜モデルカップ (8.8mm) OCL-200アッセイ培地 200mℓ PBS洗浄液 100mℓ Methyl Acetate溶液 0.5mℓ 6well plate 2枚, 12well plate 1枚, 24well plate 1枚	12個 1本 1本 1本 118,000
EpiOcular 組織サイズ異なる モデル	OCL-606 OCL-606キット	角膜モデルカップ (23mm)  詳細は弊社にお問合せください	6個   151,000
EpiOral EpiGingival 口腔歯肉モデル	ORL-200 ORL-200キット	口腔モデル (8.8mm) ORL-100アッセイ培地 60mℓ PBS洗浄液 125mℓ 1%TritonX-100溶液 10mℓ 6well plate 4枚, 24well plate 2枚	24個 1本 1本 1本 297,000
	GIN-100 GIN-100キット	歯肉モデル (8.8mm) GINアッセイ培地 60mℓ PBS洗浄液 125mℓ 1%TritonX-100溶液 10mℓ 6well plate 4枚, 24well plate 2枚	24個 1本 1本 1本 323,000
	ORL-200-PC6.5 ORL-200-PC6.5キット 培養カップ Transwell 6.5mm使用	口腔モデル (6.5mm) ORL-100アッセイ培地 60mℓ PBS洗浄液 125mℓ 1%TritonX-100溶液 10mℓ 24-well plates 5枚	24個 1本 1本 1本 5枚 422,000

※6 OCL-200EIT (Eye Irritation Test) は2015年OECD TG492として認証された方法です。

製品番号	製品名	仕様	標準価格(円)
EpiAirway 気管支上皮モデル	AIR-100	AIR-100キット 気管支モデルカップ (8.8mm) 24個 AIR-100アッセイ培地 125mℓ 1本 TEER Buffer (PBS Mg2+, Ca2+) 100mℓ 1本 6well plate 1枚, 24well plate 2枚 ※別途、HNG-TOP-12のご購入を推奨します。	296,000
	AIR-100-PC6.5	AIR-100-PC6.5キット 気管支モデルカップ (6.5mm) 24個 培養カップ AIR-100アッセイ培地 125mℓ 1本 TEER Buffer (PBS Mg2+, Ca2+) 100mℓ 1本 Transwell 6.5mm使用 24well plate 1枚	391,000
真皮モデル	AFT-100	AFT-100キット 真皮含む気管支モデルカップ (8.8mm) 24個 AFT-100アッセイ培地 125mℓ 1本 TEER Buffer (PBS Mg2+, Ca2+) 100mℓ 1本 6well plate 4枚 ※別途、WSHRのご購入を推奨します。	問合せ
EpiAlveolar 肺胞上皮モデル	ALV-100-FT-PE12	ALV-100-FT-PE12キット 肺胞上皮モデルカップ (12mm) 24個 ALV-100維持培地 250mℓ 1本 TEER Buffer (PBS Mg2+, Ca2+) 100mℓ 1本 肺胞上皮モデル(12mm) 6個培養用器具 (HNG-TOP-6-22) 4枚	問合せ
EpiIntestinal 小腸上皮モデル	SMI-100	SMI-100キット 小腸モデルカップ (8.8mm) 24個 SMI-100維持培地 250mℓ 1本 PBS洗浄液 100mℓ 1本 小腸モデル(8.8mm) 12個培養用器具 (HNG-TOP-12) 2枚 24well plate 2枚	335,000
EpiVaginal 膣上皮モデル	VEC-100	VEC-100キット 膣上皮モデルカップ (8.8mm) 24個 VEC-100アッセイ培地 50mℓ 1本 PBS洗浄液 100mℓ 1本 1%TritonX-100溶液 10mℓ 1本 ※別途、HNG-TOP-12のご購入を推奨します。	問合せ

製品番号	製品名	仕様	標準価格(円)
試薬	MTT-100-JP	MTTアッセイキット MTT5倍濃縮液 2mℓ 1本 MTT希釈液 8mℓ 1本 表皮, 角膜, 口腔モデル (8mm) 1キット (24個) 専用 MTT抽出液 (イソプロパノール) をご用意ください	12,000
	MTT-400-JP	MTTアッセイキット MTT2.5倍濃縮液 20mℓ 1本 EFT400, 412専用 MTT希釈液 30mℓ 1本 MTT抽出液 (イソプロパノール) をご用意ください	27,000
	DPBS-100	PBS洗浄液 D-PBS (-) 125mℓ 1本	16,000
器具	HNG-TOP-12	12well plates with Hanging top 皮膚モデル培養専用12ウェルプレート (滅菌済) (MEL-300など長期培養実験に推奨)	10,000
	HNG-TOP-6-22	6well plates with Hanging top 皮膚モデル培養専用6ウェルプレート (滅菌済) (ALV-100-FT-PE12など長期培養実験に推奨)	問合せ
	WSHR	ステンレスワッシャー 表皮モデル(8.8mm) 24個培養用器具 (滅菌済) (6well plate使った長期培養実験用)	13,000
	WSHR-606	ステンレスワッシャー606 表皮モデル(23mm) 6個培養用器具 (滅菌済)	12,000
	MEL-STND	カルチャースタンド 表皮 (8.8mm) 培養用カルチャースタンド (滅菌済)	102,000
	P50G-014FS	マイクロウェルディッシュ MelanoDerm顕微鏡観察用ガラスボトムディッシュ ※7 (滅菌済) 50mmディッシュ 14mmホール(ガラス製, ノンコート)	11,000
	EPI-FIX	拡散チャンパー EPI-200, 200X (8.8mm) 経皮吸収試験用器具	6個 58,000 12個 102,000
	PIN-24	アッセイ用ピン 非水溶性物質曝露用ピン	24個 10,000
EPI-MESH	皮膚モデル専用ナイロンメッシュ 液体物質曝露用ナイロンメッシュ (8.8mm)	25個 12,000	

※7 MatTek社ガラスボトムディッシュ, プレート製品の取扱い開始しました。詳細は弊社に問合せください。

培地 (適用: 納品日2022年1月1日以降)

製品番号	製品名	仕様	標準価格(円)
EPI-100NMM113 ☆	EPI-100維持培地 (KGF113)	EPI-100維持培地 (bFGF, α-MSH, KGF含) 表皮モデル培養用培地 (MelanoDerm培養用)	250ml 1本 24,000
EPI-100NMM-ASY	EPI-100維持培地 (KGF含)-ASY	EPI-100維持培地 (KGF含) 表皮モデルの培養用培地	60ml 1本 17,000
EPI-100NMM ☆	EPI-100維持培地 (KGF含)	EPI-100維持培地 (KGF含) 表皮モデルの培養用培地 (EPI-100NMM-ASYと同組成)	250ml 1本 24,000
EPI-100NMM-3 ☆	EPI-100維持培地 (KGF含)-3	EPI-100維持培地 (KGF含)-3 表皮モデルの培養用培地	250ml 1本 24,000
EPI-100LLMM ☆	EPI-100長期維持培地	EPI-100長期維持培地 (bFGF及びα-MSH含) 表皮モデル培養用培地 (MelanoDerm培養用)	250ml 1本 24,000
EPI-100LLMM-3 ☆	EPI-100長期維持培地-3	EPI-100長期維持培地 (bFGF, α-MSH, KGF含)-3 表皮モデル培養用培地 (MelanoDerm培養用)	250ml 1本 24,000
EPI-100ASY	EPI-100アッセイ培地	EPI-100アッセイ培地	50ml 1本 9,000
EFT-400MM	EFT-400維持培地	皮膚モデル維持培地	250ml 1本 40,000
EFT-400ASY	EFT-400アッセイ培地	皮膚モデルアッセイ培地 (EFT-400MM同組成)	125ml 1本 24,000
OCL-200ASY	OCL-200アッセイ培地	角膜モデルアッセイ培地	250ml 1本 16,000
ORL-200ASY	ORL-200アッセイ培地	口腔モデルアッセイ培地	60ml 1本 22,000
ORL-200MM	ORL-200維持培地	口腔モデル維持培地 (ORL-200ASY同組成)	250ml 1本 37,000
GIN-100ASY	GIN-100アッセイ培地	歯肉モデルアッセイ培地	60ml 1本 22,000
GIN-100MM	GIN-100維持培地	歯肉モデル維持培地 (GIN-100ASY同組成)	250ml 1本 37,000
AIR-100ASY	AIR-100アッセイ培地	気管支モデルアッセイ培地	125ml 1本 27,000
AIR-100MM	AIR-100維持培地	気管支モデル維持培地 (AIR-100ASY同組成)	250ml 1本 45,000
AFT-100MM	AFT-100維持培地	気管支モデル維持培地 (AFT-100ASY同組成)	250ml 1本 問合せ
ALV-100MM	ALV-100維持培地	肺胞上皮モデル維持培地	250ml 1本 問合せ
VEC-100MM	VEC-100維持培地	腔上皮モデル維持培地	250ml 1本 問合せ
SMI-100MM	SMI-100維持培地	小腸モデル維持培地	250ml 1本 38,000

### 特注培地

EPI, EFT, ORL関連培地のフェノールレッド不含 (PRF), 抗菌剤ゲンタマイシン不含 (ABF), 抗真菌剤アンフォテリシンB不含 (AFF), ハイドロコチゾン不含 (HCF)

bFGF不含 (FGF), α-MSH不含 (MSH) および数種類の成分を不含にした不含培地、アンフォテリシンB, ゲンタマイシン不含 (AFAB) 等もご提供できます。

価格および、その他の特定因子を調整した特注培地をご希望であれば、弊社にお問合せください。

製品番号	製品名	仕様	標準価格(円)
EPI-100NMM-HCF	EPI-100維持培地 (KGF含) ハイドロコチゾンフリー	特注培地 250ml	1本 要見積
EPI-100NMM-PRF	EPI-100維持培地 (KGF含) フェノールレッドフリー		1本 要見積
EPI-100NMM-ABF	EPI-100維持培地 (KGF含) ゲンタマイシンフリー		1本 要見積
EPI-100NMM-AFF	EPI-100維持培地 (KGF含) アンフォテリシンBフリー		1本 要見積
EPI-100NMM113-HCF	EPI-100維持培地 (KGF113) ハイドロコチゾンフリー	特注培地 250ml	1本 要見積
EPI-100NMM113-PRF	EPI-100維持培地 (KGF113) フェノールレッドフリー		1本 要見積
EPI-100NMM113-ABF	EPI-100維持培地 (KGF113) ゲンタマイシンフリー		1本 要見積
EPI-100NMM113-AFF	EPI-100維持培地 (KGF113) アンフォテリシンBフリー		1本 要見積
EPI-100LLMM-HCF	EPI-100長期維持培地 ハイドロコチゾンフリー	特注培地 250ml	1本 要見積
EPI-100LLMM-PRF	EPI-100長期維持培地 フェノールレッドフリー		1本 要見積
EPI-100LLMM-ABF	EPI-100長期維持培地 ゲンタマイシンフリー		1本 要見積
EPI-100LLMM-AFF	EPI-100長期維持培地 アンフォテリシンBフリー		1本 要見積
EPI-100LLMM-MSH	EPI-100長期維持培地 α-MSHフリー		1本 要見積
EPI-100LLMM-FGF	EPI-100長期維持培地 bFGFフリー		1本 要見積
EFT-400MM-HCF	EFT-400維持培地 ハイドロコチゾンフリー	特注培地 250ml	1本 要見積
EFT-400MM-PRF	EFT-400維持培地 フェノールレッドフリー		1本 要見積
EFT-400MM-AFAB	EFT-400維持培地 ゲンタマイシン, アンフォテリシンBフリー		1本 要見積
ORL-100NMM-AFAB	ORL-100維持培地 ゲンタマイシン, アンフォテリシンBフ	特注培地 250ml	1本 要見積

### ご購入に際してのご注意 (必ずお読みください。)

- ・1回納品ごとに別途送料 (35,000円、もしくはチャーター費用) が掛かります。
- ・マルチウェルプレート (6well plate, 24well plate, 12well plate) はキットにも含まれますが、実験に必要な枚数をご確認の上、ご自身で予備プレートを準備ください。
- ・培地、付属品の販売は、キットをご購入いただいた方に限ります。培地、付属品のみのご購入はお断りしています。
- ・皮膚3次元モデルは受注生産品となっており、受注締切後のキャンセル及び返品はお受けできません。
- ・納品予定日、受注締切日については、皮膚3次元モデル出荷カレンダーを確認いただくか、弊社にお問合せください。
- ・初回購入、培地購入の際には皮膚3次元モデル購入ガイドをご確認ください。
- ・この価格表に掲載の価格 (消費税別) は、2022年1月1日以降納品の価格となります。
- ・諸般の事情により、価格および製品仕様は予告なく変更される場合がありますので、ご了承ください。



### 研究専用試薬

本製品の使用は、研究用に限定して販売しています。医薬品の製造、品質管理、各種診断、治療及び研究などその使用目的にかかわらず、人体には使用しないでください。

### 販売元

倉敷紡績株式会社 環境メカトロニクス事業部 バイオメディカル部

大阪 : 〒572-0823 大阪府寝屋川市下木田町14-30 クラボウ先進技術センター2F TEL. 072-820-3079 FAX. 072-820-3095

東京 : 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町2-7-1 野村不動産日本橋本町ビル2F TEL. 03-3639-7077 FAX. 03-3639-6998